



mayzaud

CHAUSSEZ VOTRE SANTÉ



## SANIDIAB

CHUT de décharge de l'avant pied

Innovation système  
breveté



**Mise en décharge de l'avant-pied par un dispositif innovant.**

La chaussure SANIDIAB est une chaussure complète de forme derby montante avec 3 fermetures à velcros et une claque en néoprène en regard des orteils. L'innovation apportée par la chaussure Sanidiab est qu'elle additionne 2 types d'éléments permettant la diminution des pressions plantaires de l'avant-pied :

- ✓ La rigidité, l'incurvation et le relevé du bout de la semelle externe au 2/3 de la longueur totale de la chaussure. Effet Rocker Bottom
- ✓ L'inclusion d'une **semelle interne permettant la mise en talus du pied**, en mousse alvéolaire de compression homogène comportant :
  - Une cuvette talonnière
  - Un élément retro capital épais arrondi et haut en arrière des têtes métatarsiennes créant un vide sous l'avant pied.





mayzaud

CHAUSSEZ VOTRE SANTÉ



### INDICATIONS :

- Plaies et ulcérations de l'avant-pied

**Contre-indication** : au port de la chaussure chez un sujet sain non neuropathique sauf sur des distances très courtes en intérieur

### Caractéristiques Techniques :

- **Semelle interne de décharge** en mousse alvéolaire de compression homogène comportant :
  - Une cuvette talonnière
  - Un élément retro capital épais arrondi et haut en arrière des têtes métatarsiennes créant un vide sous l'avant pied.
- Semelle externe : la partie arrière est plane, destinée à reposer le pied à plat sur le sol et une partie avant incliné vers le haut démarrant au 2/3 de la longueur totale de la chaussure.
- chaussage aisée, réglable et ample acceptant l'œdème et les pansements
- Tige montante avec fermeture par 3 bandes de type velcro
- Possibilité d'un chaussage controlatéral avec chaussure identique incluant une semelle interne neutre.
- Contrefort sur l'arrière-pied augmentant la stabilité et le maintien du pied
- Esthétisme
- En mouvement, la chaussure SANIDIAB permet de réduire le risque de déséquilibre.

tailles	Référence ACL
39/40 droite	3760290140110
39/40 gauche	3760290140165
41/42 droite	3760290140141
41/42 gauche	3760290140158
43/44 droite	3760290140134
43/44 gauche	3760290140189
45/46 droite	3760290140127
45/46 gauche	3760290140172

Code LPPR : 2183855    Tarif de responsabilité : 30,49 €

Tailles	semelles	code ACL	code ACL
39/40	Semelle de décharge	<b>Droite</b> 3760290140196	<b>Gauche</b> 3760290140233
39/40	Semelle neutre	3760290140271	3760290140271
41/42	Semelle de décharge	<b>Droite</b> 3760290140202	<b>Gauche</b> 3760290140240
41/42	Semelle neutre	3760290140288	3760290140288
43/44	Semelle de décharge	<b>Droite</b> 3760290140219	<b>Gauche</b> 3760290140257
43/44	Semelle neutre	3760290140295	3760290140295
45/46	Semelle de décharge	<b>Droite</b> 37600290140226	<b>Gauche</b> 3760290140264
45/46	Semelle neutre	3760290140301	3760290140301

Vendu avec une semelle interne de décharge en précisant le coté (droit ou gauche) et la taille.

#### **COMPOSITION:**

- **Tige : cuir naturel et lycra**
- **Doublure : synthétique**
- **Semelle externe : EVA**

#### **Conseil d'utilisation :**

Cette chaussure ne doit pas être portée pieds nus et ne doit pas entrer en contact avec la peau lésée.

Elle doit être mise en place sur des pieds revêtus d'une protection (chaussette, pansement, gaze).

La décharge consiste à limiter la distance de marche : la marche prolongée sur plusieurs km est contre indiquée

Les sangles doivent être serrées complètement pour un bon maintien et éviter au pied de basculer vers l'avant dans la chaussure.

Toutefois en cas de souillure, il est recommandé de changer de chaussure. Elle est lavable à la main à 30° avec une lessive pour linge délicat.

Elle ne doit pas être réutilisée pour un autre patient.

#### **RECOMMANDATION**

**Se conformer à la prescription médicale.**

